

2007年 5月 1日(新様式第2版:販売業者名変更)

2006年 3月 31日(新様式第1版:新法対応)

機械器具84 X線増感紙(34317000)
一般医療機器

コダック医用X線増感紙

インサイト スクリーン:ME-200、ME-200T、ME-250、ME-170TG、ME-200TG

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

支持体に蛍光体を塗布したシート状増感紙です。

【動作原理】

増感紙中の蛍光体にX線が照射されると、蛍光体はX線のエネルギーを吸収し光に変換します。この光によりX線フィルムを感光させ、少ないX線照射で画像を形成させることができます。

【使用目的、効能又は効果】

X線像をフィルムに露光させるための蛍光物質を塗布したシートをいいます。

【品目仕様等】

項目	仕様
寸法	JIS Z4905:2005 7.1項による。
コーナー	JIS Z4905:2005 7.2項による。
直角度	JIS Z4905:2005 付属書Bによる。

【操作方法又は使用方法等】

【操作方法又は使用方法に関連する使用上の注意】

X線撮影に使用する一般用フィルムカセットやフィルムチェンジャー装置等に貼り付けて使用します。
詳細な貼り付け方法は、取扱説明書を参照してください。

【使用上の注意】

- 増感紙は水等がかからない場所で使用してください。
- 増感紙に湿気、水分を付着させないよう、又異物などがカセット内に入らないように注意してください。
- フィルムの装填/取り出し時に、増感紙の蛍光面を損傷しないように注意してください。
- 増感紙表面に汚れ、ごみ等が付着した場合は清掃してください。増感紙表面を清掃する時は、増感紙専用クリーナーを含ませたガーゼでふき、次に乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- 増感紙はよく乾いた状態で使用してください。
- 増感紙に折れやキズが発生したり、変色が生じたりした場合は、新品の増感紙に交換してください。
- 増感紙を廃棄する場合は、産業廃棄物となります。必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼してください。

【貯蔵、保管方法及び使用期間等】

1. 保管方法

直射日光や紫外線があたる場所、各種放射線があたる場所や、高温高湿の場所を避けて保管してください。

2. 有効使用期間

有効使用期間(使用期限)は、クリーニングを行った上で、キズ、折れ、汚れ、変色や感度低下等により、診断画像に劣化をきたすまでとし、このような場合には新品の増感紙に交換してください。

【保守・点検に係る事項】

1. 増感紙の使用・保守の管理責任は使用者側にあります。

- 使用者による日常及び定期点検(少なくとも6ヵ月ごと)を必ず行ってください。
点検を実施しない場合には、診断画像に悪影響を与える懸念がでできます。

【点検項目】

- ・清浄度
- ・磨耗及び汚れ(シミ)

【包装】

品目・サイズはそれぞれの商品の個包装上に明記してあります。

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売業者名: 東芝マテリアル株式会社

住 所: 〒235-8522

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地

電話番号: 045-770-3100

製造業者名: 東芝マテリアル株式会社

住 所: 〒235-8522

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地

電話番号: 045-770-3100

販売業者名: ケアストリームヘルス株式会社

住 所: 〒104-0033

東京都中央区新川 2-27-1

電話番号: 03-5540-2260

取扱説明書を必ずご参照ください。